



Hysitronナノインデントーションシステム圧子・消耗品価格表

標準タイプ			
型番	圧子名称	特徴	価格
TI-0037	キューブコーナー型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角90°	¥190,000
TI-0051	ノースター・キューブコーナー型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角90°、先端径40nm以下	¥410,000
TI-0039	バーコピッチ型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥190,000
TI-0039-1	バーコピッチ型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°、先端径50nm以下	¥410,000
TI-0059	<0.5μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径0.5μm以下、先端開き角60°	¥459,000
TI-0040	0.5-1.5μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径0.5-1.5μm以下、先端開き角90°	¥459,000
TI-0045	4-6μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径4-6μm以下、先端開き角60°	¥459,000
TI-0227	10μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径10μm、先端開き角90°	¥380,000
TI-0041	20μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径20μm、先端開き角90°	¥379,000
TI-0042	50μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径50μm、先端開き角90°	¥379,000
TI-0047	100μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径100μm、先端開き角90°	¥379,000

加熱ステージ対応圧子 -xSolステージ用-			
型番	圧子名称	特徴	価格
TI-0271	xSolステージ対応 バーコピッチ型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥310,000
TI-0274	xSolステージ対応 バーコピッチ型 サファイア圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥310,000
TI-0277	xSolステージ対応 高荷重ヘッド用 バーコピッチ型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥379,000
TI-0276	xSolステージ対応 高荷重ヘッド用 バーコピッチ型 サファイア圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥379,000

加熱ステージ対応圧子 -H/Cステージ用-			
型番	圧子名称	特徴	価格
TI-0239	H/Cステージ対応 バーコピッチ型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥530,000
TI-0264	H/Cステージ対応 キューブコーナー型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角90°	¥530,000
TI-0265	H/Cステージ対応 10μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径10μm、先端開き角60°	¥570,000

液中測定用圧子			
型番	圧子名称	特徴	価格
TI-0053	液中測定対応 バーコピッチ型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥359,000
TI-0067	液中測定対応 0.5-1.5μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径0.5-1.5μm以下、先端開き角90°	¥470,000
TI-0204	液中測定対応 10μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径10μm、先端開き角90°	¥470,000
TI-0096	液中測定対応 20μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径20μm、先端開き角90°	¥470,000
TI-0091	液中測定対応 50μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径50μm、先端開き角90°	¥390,000
TI-0077	液中測定対応 100μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径100μm、先端開き角90°	¥390,000
TI-0157	液中測定対応 20μmフラットエンド型 ダイヤモンド圧子	円錐型フラットエンド圧子、先端面20μm、開き角60°	¥530,000
TI-0149	液中測定対応 100μmフラットエンド型 ダイヤモンド圧子	円錐型フラットエンド圧子、先端面100μm、開き角90°	¥530,000
TI-0228	液中測定対応 500μmフラットエンド型 チタン圧子	円柱型フラットエンド圧子、先端面500μm	¥380,000

高荷重ヘッド用圧子			
型番	圧子名称	特徴	価格
TI-0083	高荷重ヘッド用 バーコピッチ型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥530,000
TI-0106	高荷重ヘッド用 キューブコーナー型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角90°	¥530,000
TI-0092	高荷重ヘッド用 5μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径5μm、先端開き角60°	¥570,000
TI-0089	高荷重ヘッド用 5μmコニカル型 ダイヤモンド圧子	円錐型圧子、先端半径20μm、先端開き角60°	¥570,000

フラットエンド圧子			
型番	圧子名称	特徴	定価
TI-0176	5μmフラットエンド型 ダイヤモンド圧子	円錐型フラットエンド圧子、先端面5μm、開き角60°	¥530,000
TI-0145	10μmフラットエンド型 ダイヤモンド圧子	円錐型フラットエンド圧子、先端面10μm、開き角60°	¥530,000
TI-0177	20μmフラットエンド型 ダイヤモンド圧子	円錐型フラットエンド圧子、先端面20μm、開き角60°	¥530,000
TI-0084	100μmフラットエンド型 ダイヤモンド圧子	円錐型フラットエンド圧子、先端面100μm、開き角60°	¥530,000
TI-0102	500μmフラットエンド型 チタン圧子	円柱型フラットエンド圧子、先端面500μm	¥380,000
TI-0068	1mmフラットエンド型 サファイア圧子	円柱型フラットエンド圧子、先端面1mm	¥290,000

電気測定用圧子			
型番	圧子名称	特徴	価格
TI-0240	NacoECRステージ対応 バーコピッチ型 導電性セラミック圧子	三角錐型圧子、先端開き角142.3°	¥560,000
TI-0266	NanoECRステージ対応 キューブコーナー型 導電性セラミック圧子	三角錐型圧子、先端開き角90°	¥560,000
TI-0267	NanoECRステージ対応 5μmフラットエンド型 導電性セラミックス圧子	円錐型フラットエンド圧子、先端面5μm、開き角60°	¥630,000
TI-0162	NanoECRステージ対応 バーコピッチ型 導電性ダイヤモンド圧子	三角錐型、先端開き角142.3°	¥490,000

その他圧子			
型番	圧子名称	特徴	価格
TI-0058	練習用圧子	練習用圧子	¥75,000
TI-0049	ヌーブ型 ダイヤモンド圧子	四角錐型圧子、頂角130°、172°、ひし形形状	¥379,000
TI-0050	ピッカーズ型 ダイヤモンド圧子	四角錐型圧子、頂角136°	¥379,000
TI-0065	400μm 球形 サファイア圧子	半径400μm球形圧子	¥379,000
TI-0056	1μm x 20μm くさび型 圧子	1μm x 20μm、開き角90°	¥430,000
TI-0081	1μm x 100μm くさび型 圧子	1μm x 100μm、開き角90°	¥430,000
TI-0071	AE測定対応 キューブコーナー型 ダイヤモンド圧子	三角錐型圧子、先端開き角90°	¥530,000

校正サンプル			
型番	試料名称	特徴	価格
5-0097	単結晶 Al試料	圧子位置校正用試料	¥174,000
5-0098	溶融石英	標準試料	¥16,000
5-0098-1	溶融石英(サンプルプレートなし)	標準試料	¥16,000
5-0217	PMMA	標準試料	¥80,000
5-0218	ポリカーボネイト	標準試料	¥60,000
5-1675	スキャナーキャリブレーション用グリッド	ピエゾスキャナーXYZ校正用試料	¥70,000
5-1040	マイカ	アコースティックエミッション用検査資料	¥16,000

圧子パッケージ			
型番	パッケージ名称	構成圧子	価格
TI-5001	ハードドライブ	TI-0051, TI-0059, TI-0059	¥1,120,000
TI-5002	ポリマー	TI-0039, TI-0040, TI-0041	¥910,000
TI-5003	バイオソフト	TI-0053, TI-0077, TI-0096, TI-0228	¥1,380,000
TI-5004	セントラルラボ	TI-0039, TI-0040, TI-0042, TI-0045, TI-0051, TI-0053	¥1,880,000
TI-5005	高荷重	TI-0083, TI-0089, TI-0092, TI-0106	¥1,780,000
TI-5006	Low-k/microelectronics	TI-0039-1, TI-0040, TI-0051	¥1,080,000
TI-5007	バイオハード	TI-0053, TI-0067, TI-0096	¥1,090,000
TI-5008	セラミックス	TI-0037, TI-0037, TI-0039, TI-0039	¥830,000
TI-5009	メタル	TI-0039, TI-0039, TI-0040	¥800,000
TI-5010	トライボロジー	TI-0037, TI-0039, TI-0040, TI-0045	¥1,120,000
TI-5011	H/Cステージ	TI-0239, TI-0264, TI-0265	¥1,370,000
TI-5012	xSolステージ - ダイヤモンド	TI-0271, TI-0271, TI-0271, TI-0271, TI-0271	¥1,350,000
TI-5013	xSolステージ - サファイア	TI-0274, TI-0274, TI-0274, TI-0274, TI-0274	¥1,350,000

※金額は、税抜き表示となります。別途消費税申し受けます。
 ※商品の納期に関しては、別途直接弊社までお問い合わせください。
 ※合計金額が5万円未満の場合、別途送料1,000円を頂戴いたします。

お問い合わせは

ブルカー ナノ表面計測+B1:H122事業部
 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1
 Tel:03-3523-6361 FAX:03-3523-6364
 Email: Info-nano.BAXS.JP@bruker.com
 Web : www.bruker-nano.jp